

Fiche technique

HA203_ - HA203

Désignation :

PAIRE DE SANGLES ANTI-COMPRESSION FÉMORALES

Coloris :

Rouge



Descriptif :

Paire de sangles permettant de conserver la circulation sanguine dans les jambes après une chute dans l'attente des secours. Adaptable sur tout type de harnais en se positionnant sur les sangles latérales. Facilité et rapidité de mise en oeuvre. Boîtier de transport.

Matériaux :

Polyamide.

Poids : 0,3 kg.

Instructions d'emploi :

Préconisé pour une utilisation lors d'un travail avec harnais antichute.

Paire de sangle permettant de conserver la circulation sanguine dans les jambes après une chute dans l'attente de secours.

Adaptable sur tous types de harnais, en se positionnant sur les sangles latérales.

S'adapte sur tous les harnais et permet un plus grand confort pour l'utilisateur. Cet article n'est pas un Equipement de protection individuelle mais un élément de confort.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :

La sangle doit être rangée dans son emballage d'origine, dans un local tempéré sec et aéré.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyer à l'eau, ensuite essuyer avec un chiffon et suspendre dans un local aéré.

Performances :

Cet article n'est pas un E.P.I. mais un élément de confort pour l'utilisateur.